


Lapin Anti-Humain Car/Cxadr Mab Pour Fc - P78310

Numéro d'article: CM0011508



Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Humain CAR/CXADR pour Cytométrie en flux (FC). Reconnaît le CXADR (CAR) humain, un récepteur du coxsackievirus et de l'adénovirus de 40 kDa impliqué dans l'adhésion cellulaire et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Nom du produit	Lapin anti-Humain CAR/CXADR mAb
Remarques/Alias	CAR; HCAR; CAR4/6
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1525
ID de gène	1525
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-237 du CAR/CXADR humain (NP_001329.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P78310
Poids de la protéine	40kDa
Expédition	Sac de glace