


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Car/Cxadr - P78310

Numéro d'article: CM0008315



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CAR/CXADR humain (P78310). Validé pour la cytométrie en flux. Le CAR fonctionne comme une molécule d'adhésion cellulaire et comme un récepteur viral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CAR/CXADR
Remarques/Alias	CAR; HCAR; CAR4/6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1525
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-237 du CAR/CXADR humain (NP_001329.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P78310
Poids moléculaire protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace