


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Car/Cxadr Humain Pour Cytométrie En Flux - P78310

Numéro d'article: CM0007957



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le récepteur humain du coxsackievirus et de l'adénovirus (CAR/CXADR), validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît un épitope dans le domaine extracellulaire (aa20-237). Idéal pour les recherches sur l'entrée virale, l'adhésion cellulaire et les jonctions épithéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CAR/CXADR humain
Remarques/Alias	CAR ; HCAR ; CAR4/6
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1525
GeneID	1525
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-237 de CAR/CXADR humain (NP_001329.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P78310
Poids moléculaire	40 kDa
Expédition	Sac réfrigérant