

Anticorps Monoclonal Anti-Casr Humain De Lapin Pour Cytométrie En Flux - P41180

Numéro d'article: CM0009552



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CaSR humain conjugué à I', destiné à la cytométrie en flux. Validé sur échantillons humains ; il détecte le récepteur sensible au calcium extracellulaire, un régulateur clé de l'homéostasie calcique et de la fonction parathyroïdienne. Idéal pour la recherche en néphrologie et immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Rabbit anti-Human CaSR
Remarques / Alias	CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	846
GeneID	846
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 211 et 310 de la CaSR humaine (NP_000379.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P41180
Poids de la protéine	121 kDa
Expédition	Sac de glace