

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Casr Humain Conjugué À L'pour La Cytométrie En Flux - P41180

Numéro d'article: CM0005698



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' pour cibler le CaSR humain (récepteur sensible au calcium extracellulaire), validé pour la cytométrie en flux. Adapté à la recherche sur l'homéostasie calcique et la signalisation des GPCR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CaSR humain
Remarques/Alias	CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	846
ID de gène	846
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 211-310 du CaSR humain (NP_000379.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P41180
Poids de la protéine	121 kDa
Expédition	Pain de glace