

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Ccd3 Pour La Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P07766

Numéro d'article: CM0010383



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre le CD3E humain (CD3 epsilon) pour la cytométrie en flux intracellulaire. Détecte une protéine membranaire des cellules T de 23 kDa, cruciale dans la signalisation du TCR et l'immunité adaptative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Humain cCD3
Remarques/Alias	T3E ; TCRE ; IMD18 ; CD3epsilon
Espèce	Humain
GeneID	916
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 du CD3E humain (NP_000724.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P07766
Poids moléculaire de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace