


Lapin Anti-Humain Cd100/Sema4D Mab - Q92854

Numéro d'article: CM0005994



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l', ciblant le CD100/SEMA4D humain. Convient pour l'immunofluorescence et la cytométrie en flux. Utile pour la recherche sur la signalisation des sémaphorines, l'agrégation des cellules immunitaires et la migration neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD100/SEMA4D mAb
Remarques/Alias	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMAJ; coll-4; sémaphorine-4D
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10507
GeneID	10507
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-734 de la sémaphorine-4D/CD100 humaine (NP_006369.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q92854
Poids de la protéine	82kDa/96kDa
Expédition	Sac de glace