


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Homme Cd100/Sema4D Pour If/Icc, Fc - Q92854

Numéro d'article: CM0004358



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre CD100/SEMA4D humain, validé pour l'immunofluorescence (IF/ICC) et la cytométrie en flux (FC). Adapté à l'étude de la signalisation du récepteur semaphorine-4D, du développement des neurites et de l'agrégation des cellules immunitaires. Réaction croisée avec l'espèce humaine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-Homme CD100/SEMA4D
Remarques / Alias	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMAJ; coll-4; semaphorin-4D
Espèce cible	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10507
Identifiant du gène	10507
Immunogène	Protéine de fusion recombinante correspondant à la séquence d'acides aminés 22-734 de la Semaphorine-4D/CD100 humaine (NP_006369.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q92854
Poids de la protéine	82 kDa / 96 kDa
Expédition	Sac isotherme