

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd101/Igsf2 Pour If/Icc Et Fc - Q93033

Numéro d'article: CM0004441

Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin cible le CD101/IGSF2 humain (V7, EWI-101), un inhibiteur de la prolifération des lymphocytes T. Convient pour l'IF/ICC et la cytométrie en flux dans les études immunologiques et le développement de dosages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD101/IGSF2 mAb
Remarques/Alias	V7, IGSF2, EWI-101
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9398
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-410 du CD101/IGSF2 humain (NP_004249.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q93033
Poids moléculaire	115kDa
Expédition	Sac de glace