

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd101/Igsf2 Conjugué Pour If/Icc, Fc - Q93033

Numéro d'article: CM0011952

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité, marqué , ciblant le CD101 humain (IGSF2, V7) pour les applications d'immunofluorescence et de cytométrie en flux. Convient pour la recherche sur l'inhibition de la prolifération des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD101/IGSF2 conjugué
Remarques/Alias	V7 ; IGSF2 ; EWI-101
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9398
GeneID	9398
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-410 du CD101/IGSF2 humain (NP_004249.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q93033
Poids moléculaire protéique	115 kDa
Expédition	Sac de glace