


Abflo 594 Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd104/Intégrine Bêta-4 Humaine Pour If/Icc, Fc - P16144

Numéro d'article: CM0012631



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité conjugué à ABflo 594 contre CD104/Intégrine β 4 humaine (ITGB4), validé pour l'immunofluorescence et la cytométrie en flux. Détecte une protéine de 202 kDa, réagit avec les antigènes humains et convient idéalement aux recherches sur les cellules épithéliales et les hémidesmosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD104/Intégrine β 4 humaine
Remarques/Alias	CD104 ; GP150 ; JEB5A ; JEB5B
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	3691
GenelD	3691
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 611-710 de la CD104/Intégrine β 4 humaine (NP_000204.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P16144
Poids moléculaire de la protéine	202 kDa
Expédition	Sac réfrigérant