


Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd104/Intégrine B4 Conjugué À L'de Lapin, Pour If/Icc, Fc - P16144

Numéro d'article: CM0004033



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' cible le CD104/Intégrine β 4 humain (SWISS : P16144), validé pour les applications IF/ICC et FC. Il reconnaît le domaine extracellulaire (aa 611-710) de l'ITGB4, adapté aux études d'adhésion et de signalisation des cellules épithéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal (mAb) de lapin anti-humain CD104/Intégrine β 4
Remarques/Alias	CD104 ; GP150 ; JEB5A ; JEB5B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3691
GeneID	3691
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 611-710AA du CD104/Intégrine β 4 humain (NP_000204.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P16144
Poids moléculaire de la protéine	202 kDa
Expédition	Sac de glace