

Anticorps De Lapin Anti-Humain Cd105/Endogline Mab Pour Fc - P17813

Numéro d'article: CM0010997



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD105/Endogline conjugué à , optimisé pour la cytométrie en flux. Permet une détection fiable de l'endogline dans les études sur l'angiogenèse et les cellules endothéliales. Fourni par CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps de lapin anti-humain CD105/Endogline mAb
Remarques/Alias	ENG ; END ; HHT1 ; ORW1 ; endogline
Espèce	Humain
GenelD	2022
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26 à 337 de CD105/Endogline humaine (NP_001108225.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P17813
Poids de la protéine	67 kDa/70 kDa
Expédition	Poche réfrigérante