

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd105/Endogline Humain Pour Cytométrie En Flux - P17813

Numéro d'article: CM0004053



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre la CD105/Endogline humaine, validé pour la cytométrie en flux (FC). L'endogline est une glycoprotéine transmembranaire impliquée dans l'angiogenèse et la signalisation du TGF- β . Adaptée aux études sur les cellules endothéliales et à l'immunophénotypage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-CD105/Endogline humaine
Remarques/Alias	ENG ; END ; HHT1 ; ORW1 ; endogline
Espèce	humaine
GenelD	2022
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-337 de la CD105/Endogline humaine (NP_001108225.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P17813
Poids de la protéine	67 kDa/70 kDa
Expédition	Sac de glace