

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd112/Nectine-2 Humaine - Q92692

Numéro d'article: CM0012031



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant CD112/Nectine-2 humaine pour la cytométrie en flux. Validé sur des échantillons humains, cet anticorps permet d'étudier la signalisation des lymphocytes T, les points de contrôle immunitaires et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD112/Nectine-2 humaine
Remarques/Alias	NECTIN2 ; CD112 ; HVEB ; PRR2 ; PVRL2 ; PVRR2 ; nectine-2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5819
GeneID	5819
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 32 et 158 de CD112/Nectine-2 humaine (NP_001036189.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q92692
Poids moléculaire de la protéine	51 kDa/57 kDa
Expédition	Sac de glace