

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd112/Nectin-2 Pour Cytométrie En Flux - Q92692

Numéro d'article: CM0012243



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant la protéine humaine CD112/Nectin-2, validé pour la cytométrie en flux. Il reconnaît un épitope extracellulaire situé entre les acides aminés 32 et 158. Convient aux études de signalisation des lymphocytes T et d'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-humain CD112/Nectin-2
Remarques/Alias	NECTIN2; CD112; HVEB; PRR2; PVRL2; PVRR2; nectin-2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5819
Identifiant du gène	5819
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 32-158 de la protéine humaine CD112/Nectin-2 (NP_001036189.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q92692
Poids de la protéine	51kDa/57kDa
Expédition	Sachet réfrigérant