

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd112/Nectin-2 Pour Cytométrie En Flux - Q92692

Numéro d'article: CM0010579



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant CD112/Nectin-2 humain, validé pour la cytométrie en flux. Nectin-2 est un modulateur des lymphocytes T et un récepteur d'entrée virale ; idéal pour la recherche en immuno-oncologie et virologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-humain CD112/Nectin-2 mAcM
Remarques/Alias	NECTIN2 ; CD112 ; HVEB ; PRR2 ; PVRL2 ; PVRR2 ; nectin-2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5819
GeneID	5819
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 32 et 158 de CD112/Nectin-2 humain (NP_001036189.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réaction croisée	Humain
SWISS	Q92692
Poids de la protéine	51kDa/57kDa
Expédition	Sac de glace