


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd116 Humain Pour Cytométrie En Flux - P15509

Numéro d'article: CM0011788



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre le CD116 humain (sous-unité α du récepteur du GM-CSF). Validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour les études sur les cellules hématopoïétiques et l'analyse de l'expression des récepteurs. SWISS : P15509.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD116 humain
Remarques/Alias	GMR ; CD116 ; CSF2R ; SMDP4 ; CDw116 ; CSF2RX ; CSF2RY ; GMCSFR ; CSF2RAX ; CSF2RAY ; alphaGMR ; GMR-alpha ; GMCSFR-alpha ; GM-CSF-R-alpha
Espèce	Humaine
ID du gène	1438
Immunogène	Protéine recombinante du CD116 humain (NP_006131.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P15509
Poids moléculaire de la protéine	46 kDa
Expédition	Poche de glace