

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd116 Humain Pour Fc - P15509

Numéro d'article: CM0011170



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD116 humain, la sous-unité alpha du récepteur du GM-CSF. Validé pour la cytométrie en flux afin d'étudier la prolifération, la différenciation et la signalisation des cytokines des cellules hématopoïétiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-CD116 humain mAb
Remarques/Alias	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1438
GeneID	1438
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-320 du CD116 humain (NP_006131.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15509
Poids de la protéine	46kDa
Expédition	Sac de glace