

Mab Lapin Anti-CD117/C-Kit Humain Pour Cytométrie En Flux - P10721

Numéro d'article: CM0004440



Introduction

Le mAb Lapin anti-CD117/c-Kit humain validé pour cytométrie en flux (CF). Il reconnaît le CD117/c-Kit humain (SWISS P10721), un récepteur tyrosine kinase essentiel pour l'hématopoïèse et le maintien des cellules souches. Idéal pour la recherche en hématologie et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-CD117/c-Kit humain
Remarques / Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3815
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-520 du CD117/c-Kit humain (NP_000213.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réaction croisée	Humain
SWISS	P10721
Poids de la protéine	110 kDa
Expédition	Sachet de glace