

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd117/C-Kit Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - P10721

Numéro d'article: CM0012326



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CD117/c-Kit humain, conjugué avec pour la cytométrie en flux. Reconnaît le domaine extracellulaire recombinant (aa 26-520). Réagit avec les cellules humaines, idéal pour la recherche sur les cellules souches hématopoïétiques et les mastocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD117/c-Kit
Remarques/Alias	PBT ; SCFR ; C-Kit ; CD117 ; MASTC
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3815
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 26-520 du CD117/c-Kit humain (NP_000213.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10721
Poids moléculaire de la protéine	110 kDa
Expédition	Sac de glace