

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd119/Ifngr1 Humain Pour Fc - P15260

Numéro d'article: CM0008019



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD119/IFNGR1 humain pour la cytométrie en flux (FC). Spécifique au récepteur 1 de l'interféron gamma humain, un régulateur immunitaire clé. Convient aux études sur les maladies antivirales, antitumorales et infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD119/IFNGR1 humain
Remarques/Alias	IFNGR1 ; CD119 ; IFNGR ; IMD27A ; IMD27B ; récepteur 1 de l'interféron gamma
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3459
ID de gène	3459
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-245 du CD119/IFNGR1 humain. (NP_000407.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15260
Poids de la protéine	21 kDa/54 kDa
Expédition	Sac de glace