

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd119/Ifngr1 Humain Pour Cytométrie En Flux (Fc) - P15260

Numéro d'article: CM0010405



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD119/IFNGR1 humain. Conçu pour la cytométrie en flux (FC) et validé à l'aide d'un immunogène de protéine recombinante. Uniquement pour la recherche, matière première pour DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-CD119/IFNGR1 humain mAb
Remarques/Alias	IFNGR1; CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B; récepteur de l'interféron gamma 1
Espèce	Humain
ID de gène	3459
Immunogène	Protéine recombinante du CD119/IFNGR1 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15260
Poids de la protéine	21kDa/54kDa
Expédition	Sac de glace