

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd119/Ifngr1 Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - P15260

Numéro d'article: CM0012193



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD119/IFNGR1 conjugué pour la cytométrie en flux (FC). Conçu contre le domaine extracellulaire AA 18-245 ; idéal pour étudier les réponses immunitaires médiées par le récepteur de l'interféron gamma. - P15260

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD119/IFNGR1
Remarques/Alias	CD119 ; IFNGR ; IMD27A ; IMD27B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3459
GeneID	3459
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-245 du CD119/IFNGR1 humain. (NP_000407.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15260
Poids moléculaire de la protéine	21 kDa / 54 kDa
Expédition	Sac de glace