


Lapin Anti-Humain Cd11A Mab Pour Fc - P20701

Numéro d'article: CM0004945



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-humain CD11a conjugué à l'IgG de haute qualité pour la cytométrie en flux (FC). Reconnaît la chaîne alpha LFA-1 (intégrine alpha-L), un récepteur clé d'adhésion des leucocytes. Convient aux échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD11a mAb
Remarques/Alias	CD11A; LFA-1; LFA1A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3683
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-340 du CD11a humain (NP_002200.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P20701
Poids moléculaire	118kDa/129kDa/134kDa
Expédition	Sac de glace