


Lapin Anti-Humain Cd11A Mab - P20701

Numéro d'article: CM0004483



Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Humain CD11a pour cytométrie en flux. Cible l'intégrine alpha-L (LFA-1), un récepteur d'adhérence des leucocytes impliqué dans les interactions des cellules immunitaires. Réagit avec des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD11a mAb
Remarques/Alias	CD11A; LFA-1; LFA1A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3683
GeneID	3683
Immunogène	Protéine recombinante; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-340 du CD11a humain (NP_002200.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P20701
Poids moléculaire	118kDa/129kDa/134kDa
Expédition	Sac de glace