

Lapin Anti-Humain Cd11A Anticorps Monoclonal Pour Fc - P20701

Numéro d'article: CM0004527



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD11a humain (ITGAL, LFA-1), validé pour la cytométrie en flux. Convient pour les études sur l'adhésion des leucocytes, la synapse immunitaire et l'activité cytolytique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD11a mAb
Remarques/Alias	CD11A; LFA-1; LFA1A
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3683
ID de gène	3683
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-340 du CD11a humain (NP_002200.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P20701
Poids moléculaire	118kDa/129kDa/134kDa
Expédition	Sac de glace