


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd120B/Tnfrsf1B Pour Fc - P20333

Numéro d'article: CM0006095



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD120b/TNFRSF1B humain (TNF-R2/p75). Validé pour la cytométrie en flux, adapté pour l'étude de la signalisation du TNF, de l'apoptose et de la régulation métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD120b/TNFRSF1B
Remarques/Alias	p75 ; TBPII ; TNFBR ; TNFR2 ; CD120b ; TNFR1B ; TNFR80 ; TNF-R75 ; p75TNFR ; TNF-R-II
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7133
GeneID	7133
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-257 du CD120b/TNFRSF1B humain (NP_001057.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P20333
Poids protéique	28 kDa / 48 kDa
Expédition	Sac de glace