

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd131 Pour Fc - P32927

Numéro d'article: CM0011672



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD131 humain (CSF2RB/IL3RB/IL5RB), la sous-unité bêta commune des récepteurs de l'IL-3, de l'IL-5 et du GM-CSF. Validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour la recherche sur l'hématopoïèse et la signalisation des cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD131
Remarques/Alias	CD131 ; IL3RB ; IL5RB ; SMDP5 ; CDw131 ; betaGMR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1439
GeneID	1439
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-443 du CD131 humain (NP_000386.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P32927
Poids moléculaire de la protéine	97 kDa
Expédition	Sac de glace