

Lapin Anti-Humain Cd131 Mab Pour Cytométrie En Flux - P32927

Numéro d'article: CM0008007



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l' dirigé contre le CD131 humain (CSF2RB), validé pour la cytométrie en flux. Cible la sous-unité bêta commune des récepteurs de l'IL-3/IL-5/GM-CSF.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD131 mAb
Remarques/Alias	CD131; IL3RB; IL5RB; SMDP5; CDw131; betaGMR
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	1439
ID de Gène	1439
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-443 du CD131 humain (NP_000386.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P32927
Poids Protéique	97kDa
Expédition	Sac de glace