


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd134/Ox40 Humain Pour Cytométrie En Flux - P43489

Numéro d'article: CM0007860



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant CD134/OX40 humain (TNFRSF4). Conçu pour la cytométrie en flux (FC) dans le cadre de recherches sur l'activation des lymphocytes T et l'immunothérapie. Spécifique de CD134 humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD134/OX40 humain
Remarques/Synonymes	OX40 ; ACT35 ; CD134 ; IMD16 ; TXGP1L
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	7293
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29 à 216 de CD134/OX40 humain (NP_003318.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P43489
Poids moléculaire	29 kDa
Expédition	Sac de glace