

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd138 (Syndecane-1) Humain Pour Cytométrie En Flux - P18827

Numéro d'article: CM0009030



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant CD138/Syndecane-1 (SDC1) humain, validé pour la cytométrie en flux. L'immunogène recombinant (aa 23-251) garantit une haute spécificité pour la recherche sur les exosomes et les biomarqueurs cancéreux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD138 mAb
Remarques / Alias	SDC; CD138; SYND1; syndecan
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6382
GeneID	6382
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-251 de CD138 humain (NP_002988.4)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P18827
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace