

Lapin Anti-Humain Cd138/Syndecan-1 Anticorps Monoclonal Pour Fc - P18827

Numéro d'article: CM0011364



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD138 humain (Syndecan-1) pour la cytométrie en flux. Spécifique du syndecan-1 humain, un protéoglycane transmembranaire impliqué dans la biogenèse des exosomes et le développement dentaire. Idéal pour la recherche sur le cancer et les exosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD138/Syndecan-1 mAb
Remarques/Alias	SDC; CD138; SYND1; syndecan
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6382
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-251 du CD138/Syndecan-1 humain (NP_002988.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P18827
Poids de la protéine	32kDa
Expédition	Sac de glace