

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd138/Syndécan-1 Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux - P18827

Numéro d'article: CM0009197



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD138 humain (syndécan-1). Validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour détecter l'expression de CD138 sur les plasmocytes, les études sur les exosomes et la recherche sur les protéoglycanes membranaires. Réagit de manière croisée avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD138 conjugué à
Remarques/Alias	SDC ; CD138 ; SYND1 ; syndécan
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6382
Identifiant du gène	6382
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-251 du CD138 humain (NP_002988.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P18827
Poids protéique	32 kDa
Expédition	Sac de glace