

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd13/Anpep Pour Cytométrie En Flux - P15144

Numéro d'article: CM0005667



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD13/ANPEP conjugué à l', validé pour la cytométrie en flux. CD13/ANPEP est une aminopeptidase impliquée dans la digestion des peptides et un récepteur pour le HCoV-229E. Idéal pour la recherche en immunologie et maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rabbit anti-Human CD13/ANPEP mAb
Remarques / Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Espèce	Humain
GeneID (humain)	290
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 69-967 de CD13/ANPEP humain (NP_001141.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15144
Poids de la protéine	110kDa
Expédition	Sac de glace