

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd13/Anpep Pour Cytométrie En Flux - P15144

Numéro d'article: CM0005755



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'anticorps ciblant CD13/ANPEP humain pour cytométrie en flux. Détecte l'aminopeptidase N de surface cellulaire sur les leucocytes et les cellules tumorales. Réactivité humaine, 110 kDa. Fiable pour l'immunophénotypage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rabbit anti-Human CD13/ANPEP mAb
Remarques / Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Espèce	Humain
GeneID (humain)	290
GeneID	290
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 69-967 de CD13/ANPEP humain (NP_001141.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15144
Poids de la protéine	110 kDa
Expédition	Sac de glace