

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd13/Anpep Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux - P15144

Numéro d'article: CM0009788



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité conjugué à ciblant le CD13/ANPEP humain, validé pour la cytométrie en flux (FC). Immunogène protéique recombinant couvrant les acides aminés 69-967. Reconnaît la conformation native à la surface cellulaire. Convient pour la recherche en immunophénotypage et en diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD13/ANPEP conjugué
Remarques/Alias	APN ; AP-M ; AP-N ; CD13 ; LAP1 ; P150 ; PEPN ; hAPN ; GP150
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	290
GenelD	290
Immunogène	Protéine recombinante/Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 69-967 du CD13/ANPEP humain (NP_001141.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15144
Poids protéique	110 kDa
Expédition	Sac de glace