

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd13/Anpep Pour La Cytométrie En Flux - P15144

Numéro d'article: CM0004909



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD13/ANPEP pour la cytométrie en flux, ciblant l'aminopeptidase N de 110 kDa (CD13) exprimée sur les cellules humaines. Convient pour la recherche sur l'angiogenèse, le cancer et les infections virales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD13/ANPEP
Remarques/Alias	APN ; AP-M ; AP-N ; CD13 ; LAP1 ; P150 ; PEPN ; hAPN ; GP150
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	290
Identifiant du gène	290
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15144
Poids moléculaire de la protéine	110 kDa
Expédition	Sac de glace