


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd140B/Pdgfr β Pour Cytométrie En Flux - P09619

Numéro d'article: CM0009433



Introduction

Anticorps monoclonal conjugué à l', validé pour la détection en cytométrie en flux du CD140b/PDGFR β humain. Adapté à l'étude du récepteur bêta du facteur de croissance dérivé des plaquettes dans la recherche sur la prolifération cellulaire, le développement vasculaire et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-humain CD140b/PDGFR β
Remarques / Alias	PDGFRB ; CD140B ; IBGC4 ; IMF1 ; JTK12 ; KOGS ; PDGFR ; PDGFR-1 ; PDGFR1 ; PENTT ; récepteur bêta du facteur de croissance dérivé des plaquettes
Espèce	Humain
GeneID	5159
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-530 de CD140b/PDGFRB humain (NP_002600.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P09619
Poids de la protéine	37 kDa / 123 kDa
Expédition	Sac de glace