


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd141/Thrombomoduline Humaine Pour Fc - P07204

Numéro d'article: CM0010665



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant la CD141/Thrombomoduline humaine (SWISS P07204). Conçu pour la détection par cytométrie en flux (FC) de la thrombomoduline, un récepteur endothélial régulant la coagulation, la fibrinolyse et l'inflammation. Validé pour les échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD141/Thrombomoduline humaine
Remarques/Alias	TM ; THRM ; AHUS6 ; BDCA3 ; CD141 ; BDCA-3 ; THPH12
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	7056
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-515 de la CD141/Thrombomoduline humaine (NP_000352.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P07204
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace