


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd141/Thrombomoduline Humaine Pour Cytométrie En Flux - P07204

Numéro d'article: CM0008125



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la CD141/Thrombomoduline humaine. Validé pour la cytométrie en flux, adapté aux études sur l'hémostase, la coagulation et l'inflammation des cellules endothéliales. Matière première diagnostique à usage de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Rabbit anti-Human CD141/Thrombomoduline
Remarques / Alias	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
Espèce	Humaine
ID du gène (Humain)	7056
ID du gène	7056
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-515 de la CD141/Thrombomoduline humaine (NP_000352.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P07204
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace