


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd142 Humain Pour La Cytométrie En Flux - P13726

Numéro d'article: CM0012492



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD142 humain/Facteur tissulaire, validé pour la cytométrie en flux (FC). Détecte une protéine membranaire de 33 kDa essentielle à la coagulation. Idéal pour la recherche sur l'hémostase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD142 humain
Remarques/Alias	TF ; TFA ; CD142
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2152
Identifiant du gène	2152
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 34-251 du CD142 humain (NP_001984.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13726
Poids moléculaire de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace