


Lapin Anti-Humain Cd142 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P13726

Numéro d'article: CM0009658



Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Humain CD142 conjugué à l'allophycocyanine (APC) pour application en cytométrie en flux (FC). Idéal pour la recherche sur le facteur de coagulation III/Facteur tissulaire ; conjugué pour détection directe. Réactivité humaine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD142 mAb
Remarques/Alias	TF; TFA; CD142
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2152
GeneID	2152
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 34-251 du CD142 humain (NP_001984.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13726
Poids moléculaire	33kDa
Expédition	Sac de glace