


## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd142 Pour Cytométrie En Flux - P13726

Numéro d'article: CM0009108



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué de haute qualité dirigé contre CD142 humain (facteur tissulaire/TF), validé pour la cytométrie en flux. Réagit avec des échantillons humains. Adapté à la recherche sur la coagulation.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb lapin anti-humain CD142                                                                                                 |
| Remarques / Alias    | TF; TFA; CD142                                                                                                              |
| Espèce               | Humain                                                                                                                      |
| GenelD               | 2152                                                                                                                        |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 34-251 de CD142 humain (NP_001984.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                       |
| Application          | CF                                                                                                                          |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                                      |
| SWISS                | P13726                                                                                                                      |
| Poids de la protéine | 33 kDa                                                                                                                      |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                |