


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd142 (Facteur Tissulaire/Tf) Pour Cytométrie En Flux - P13726

Numéro d'article: CM0008704



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD142 humain (Facteur tissulaire, TF), conjugué à I', validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de la coagulation, de l'hémostase et de l'expression du TF dans les cellules humaines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-humain CD142
Remarques / Alias	TF; TFA; CD142
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2152
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 34-251 du CD142 humain (NP_001984.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13726
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sachet de glace