

Mab De Lapin Anti-Humain Cd144/Ve-Cadhérine Pour Fc - P33151

Numéro d'article: CM0006046

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-VE-cadhérine humaine (CD144), clone 7B4, validé pour la cytométrie en flux. Adapté aux études d'adhésion des cellules endothéliales, à la biologie vasculaire et à la recherche sur les jonctions cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rabbit anti-Human CD144/VE Cadherin mAb
Remarques / Alias	7B4; CD144
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1003
GeneID	1003
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 48-593 de la CD144/VE-Cadhérine humaine (NP_001786.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P33151
Poids de la protéine	88kDa
Expédition	Sachet de glace