

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd144/Ve-Cadhérine Humaine Pour Fc - P33151

Numéro d'article: CM0007756

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre la CD144/VE-cadhérine humaine pour la cytométrie en flux. Validé sur des échantillons humains ; adapté à l'étude de l'adhésion endothéliale et de l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD144/VE-cadhérine humaine
Remarques/Pseudonyme	7B4 ; CD144
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	1003
GenelD	1003
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 48-593 de la CD144/VE-cadhérine humaine (NP_001786.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P33151
Poids moléculaire de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace