


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd146 Humain Conjugué Pour Cytométrie En Flux (Fc) - P43121

Numéro d'article: CM0008643



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD146 humain conjugué pour la cytométrie en flux (FC). Validé pour CD146/MUC18 humain. Convient pour l'étude de l'adhésion cellulaire, des métastases du mélanome et de la biologie endothéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD146 humain conjugué
Remarques/Alias	MCAM ; CD146 ; MUC18 ; glycoprotéine de surface cellulaire MUC18
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4162
GeneID	4162
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-559 du CD146 humain (NP_006491.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P43121
Poids moléculaire protéique	57 kDa / 71 kDa
Expédition	Sac de glace