

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd146 Pour Cytométrie En Flux - P43121

Numéro d'article: CM0012682



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l' dirigé contre le CD146 humain (MUC18/MCAM) pour cytométrie en flux. Validé pour des échantillons humains ; cible une molécule d'adhésion cellulaire impliquée dans la métastase du mélanome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Humain CD146
Remarques/Alias	CD146 ; MUC18 ; HEMCAM ; METCAM ; MeICAM
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4162
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-559 du CD146 humain (NP_006491.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P43121
Poids moléculaire	57kDa/72kDa
Expédition	Sac de glace