

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd150/Slam Humain Pour Fc - Q13291

Numéro d'article: CM0011948



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre CD150/SLAM humain, validé pour la cytométrie en flux. Cible le domaine extracellulaire de la molécule d'activation des lymphocytes de signalisation ; idéal pour les études immunologiques des cellules T, des cellules B et de l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD150/SLAM humain
Remarques/alias	SLAM ; CD150 ; CDw150
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	6504
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21 à 237 de CD150/SLAM humain (NP_003028.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13291
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace